

# Les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires

## → Emballages vides • Les bons gestes

### Bidons en plastique

(contenance jusqu'à 25 litres)



#### Rinçage et vidange



##### Automatique

Utilisez un rince-bidon.



##### Manuel

Remplissez le bidon d'1/3 d'eau, bouchez, secouez et videz dans la cuve du pulvérisateur (3 fois).

#### Egouttage



Veillez à laisser égoutter les bidons.

#### Mise en sache\*



Ensachez les bidons ouverts (sans les bouchons) et égouttés.

#### Apport



Apportez aux dates et lieux indiqués.

### Fûts

en plastique ou en métal

(contenance de 30 à 300 litres)



#### Vidange



Videz le produit restant dans la cuve du pulvérisateur.

#### Bouchage



Refermez le bouchon.

#### Nettoyage



Nettoyez l'extérieur du fût et vérifiez la présence de l'étiquette du produit.

#### Apport



### Et les bouchons...

Bouchons et opercules (couvercle et pastille protectrice) doivent être déposés dans la poche réservée aux boîtes et sacs.



### Sacs et boîtes

Carton, papier, plastique



#### Vidage



Videz le produit restant dans la cuve du pulvérisateur.

#### Pliage



**Boîte**  
Ouvrez et aplatissez.



**Sac**  
Aplatissez et pliez.

#### Mise en sache\*



Mettez boîtes et sacs dans la même sache.

#### Apport



Apportez aux dates et lieux indiqués.

**Attention** Si ces consignes ne sont pas respectées, il appartient au détenteur d'éliminer lui-même ses emballages usagés, en faisant appel à une entreprise spécialisée.

\* à demander à votre distributeur.